

# EYE-Q

elektronische Lupe  
für Sehbehinderte



- 4 bis 15 fache Vergrößerung
- großes TFT Display, 4,2“, 10,6 cm Diagonle
- TV-Anschluss
- Kontraststarker Echtfarben, Positiv-/Negativmodus

Benutzen Sie die Eye-Q wie eine handelsübliche Lupe - Es kann auf der zu lesenden Unterlage in jede Richtung bewegt werden. Durch den Fuß der Kamera ist es möglich, sich kurze Notizen zu machen, Schecks zu unterschreiben, Formulare auszufüllen oder vieles mehr.

An den TV-Anschluss können Sie zum Beispiel ein Fernsehgerät anschließen und haben so ein viel größeres Bild. So können Sie im Urlaub, auf Reisen oder in der Gartenlaube viel bequemer lesen. Natürlich kann über ein Adapter auch ein PC angeschlossen werden (PAL nach VGA oder USB-Framegrabber).

## Technische Daten:

- großes LCD Display: 4.2 Zoll (10,6 cm)
- Vergrößerung: Zoom 4x - 15x
- Maße: 150 x 80 x 30 mm
- Gewicht: 235 gramm
- Leseabstand: max 31 mm
- TV-Ausgang zum Anschluss an Monitore mit PAL Eingang (z.B. Fernseher)
- Kontraststarker Echtfarben, Positiv-/Negativmodus (schwarz/weiß und weiß/schwarz) zum besseren Lesen von Texten.
- Stromversorgung: Litium-Ionen-Akku, Ladegerät 230V
- Ladezeit: 4h, Akku
- Betriebsdauer: 4 bis 7 Stunden, je nach Einstellung

## Lieferumfang:

- Eye-Q, elektronische Lupe
- Netz-/Ladegerät, 230 V, 50/60 Hz
- Handbuch in deutsch
- Schutztasche mit Trageriemen
- Videokabel zum Anschluss an ein TV-Gerät über Cinch



Lesen auch von runden Objekten



Schreiben mit der EYE-Q

Vertrieb durch:



**fluSoft GbR**

Tannenstraße 2  
01099 Dresden

Tel: 0351 404570

Fax: 0351 4045777

Email: [info@flusoft.de](mailto:info@flusoft.de)

Web: <http://www.flusoft.de>

**Aumed**<sup>®</sup>